

Diversey

**RoomCare
R2-plus
Detergente
desinfectante
para superficies
duras -
concentrado**



INTRODUCCIÓN A ROOMCARE

- RoomCare es la única solución integral globalmente disponible para el cuidado de sus habitaciones, incluyendo productos químicos, útiles y métodos capaces de cubrir cualquier necesidad de limpieza dentro de una habitación. Una solución adaptable a cualquier tamaño de hotel y estructura de limpieza.
- Excelentes fórmulas adaptadas para cubrir de forma efectiva y segura todas las necesidades de limpieza e higiene dentro de un hotel, con nombres fáciles de identificar, así como código de colores para todo el sistema. Todo ello, junto a la oferta de útiles, accesorios y máquinas convierte a RoomCare en la elección perfecta.
- Todos los productos RoomCare cuentan con la misma fragancia exclusiva "Frescor de Lino" especialmente diseñada para el sector hotelero. Incorporan la tecnología O.N.T para garantizar la neutralización efectiva de los malos olores y una fragancia duradera.
- La gama RoomCare es la solución a escoger cuando se busca rendimiento, seguridad para el usuario y responsabilidad medioambiental. Todas nuestras fórmulas RoomCare cumplen con las normativas más exigentes y, en particular, con el reglamento europeo REACH para productos químicos.
- La experiencia de Diversey, su compromiso medioambiental, y su certificación conforme a las ISO 9001, ISO 14001 y el Charter AISE para la Limpieza Sostenible proporcionan una garantía de calidad y eficacia añadida.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- RoomCare R2-plus es un detergente desinfectante concentrado para la limpieza y desinfección de todas las superficies duras resistentes al agua. Para utilizar únicamente con los sistemas de dosificación y dilución Divermite/DQFM.

PROPIEDADES

- Formulado para la limpieza y desinfección de teléfonos y otras superficies duras resistentes al agua
- Ligeramente alcalino
- No abrasivo
- Sistema exclusivo y patentado con tecnología ONT para la neutralización efectiva de las moléculas del mal olor

VENTAJAS

- Deja las superficies limpias y desinfectadas
- Elimina rápida y suavemente aceites y residuos solubles en agua
- Su uso regular evita la formación de cal
- Códigos de colores y alfanuméricos para prevenir errores en la aplicación
- Proporciona una fragancia agradable y duradera
- Neutraliza las moléculas del mal olor, amplificando el efecto del perfume

RoomCare R2-plus

MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Cuando utilice la unidad de dosificación Divermite de RoomCare, pulse dos veces para añadir dos (2) dosis de producto en la botella pulverizadora de RoomCare R2 con 300 ml de agua (10% en la solución lista para usar). Enroscar bien el tapón (debe estar en posición cerrada) y agitar suavemente para mezclar.

Aplicación en cubo: Dosificar la cantidad requerida de R2-plus en el "cacillo medidor" del dispensador y verterlo al agua.

Cuando utilice la unidad de dilución DQFM, llene la botella pulverizadora de RoomCare R2 hasta el nivel de marcado de la botella directamente desde el dispensador de la unidad DQFM. Enroscar bien la pistola pulverizadora

Aplicación

Áreas pequeñas: Pulverizar una cantidad pequeña en un trapo o esponja húmeda y limpiar la superficie. Aclarar con agua limpia o pasar un trapo limpio y húmedo. Pasar un trapo seco para mayor brillo.

Superficies grandes (en húmedo): Para 5 L de agua, diluir 1 pulsación del dosificador Divermite o DQFM R2 en un cubo. Usar una esponja, trapo o fregona húmeda para aplicar la solución y limpiar la superficie.

Suelos: Aclarar con agua limpia o pasar un trapo o fregona húmeda (lavado en agua fresca y escurrido). Secar con un trapo seco para mayor brillo. Para una aplicación más detallada, por favor, acudir a la Mini Guía de Uso RoomCare R2-plus.

Importante: Comprobar la compatibilidad con el material en un lugar pequeño y discreto antes de usar. No utilizar con otros métodos o sistemas de dilución. No usar sin diluir.

Información Técnica

Aspecto	Líquido transparente de color verde	pH- puro	10,5 – 11,0
Densidad relativa (20°C)	1,030	pH- en uso	10,5 +/- 0,5 para una dilución al 10%

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Aclarar y secar las manos tras su uso. En caso de uso prolongado, deberá protegerse la piel. Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. Restringido a usos profesionales.

Información almacenaje

Almacenar en los envases originales cerrados y evitar temperaturas extremas.

Información medioambiental

Los tensioactivos utilizado es este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001

Información Microbiológica

RoomCare R2-plus cumple con la norma EN 1276 a una dilución del 10% en agua con condiciones de dureza y en condiciones sucias (0.3% albúmina bovina) a un tiempo de contacto de 1 minuto.

RoomCare R2-plus cumple con la norma EN 13697 a una dilución del 10% en agua con condiciones de dureza y en condiciones sucias (0.3% albúmina bovina) cuando los organismos de ensayo son Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa a un tiempo de contacto de 5 minutos. Activo contra levaduras en 15 minutos cuando se diluye al 10 % para el organismo de ensayo Candida albicans. Número de Registro Biocida: 12-20-06380

DETALLES DE ENVASE

Código	Tamaño
7522316	2 envases de 1.5L