




Contenedor isotérmico Gastronorm Edición: 1 Fecha: 20/02/15 ELABORADO: Francisco de Lucas González



Características

| Ī | Código | L (mm) | A (mm) | H (mm) | P (gr) | Para CG | Volumen |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| | | | | | | | interior (l) |
| ſ | 487802 | 600 | 400 | 170 | 550 | 1/1 - 100 | 20 |
| ſ | 487804 | 600 | 400 | 230 | 620 | 1/1 - 150 | 31 |
| ĺ | 487806 | 600 | 400 | 270 | 710 | 1/1 - 200 | 40 |

• Fabricado en polipropileno expandido apto para uso alimentario.

Cuidados y Mantenimiento

- Emplee únicamente agua en la limpieza.
- · No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

Otros datos.

- Registro Sanitario:
 - o 39.2737/M

Francisco de Lucas González Responsable Dto. Calidad