


FICHA DE PRODUCTO

PRODUCTO: LAVAMANOS PARA QUIRÓFANO DOS USUARIOS	Código: 061478	Página 1 de 2
	Edición: 1	Fecha: 03/03/20



Características de uso

- Para dos usuarios
- Incluye dos grifos 463208 Grifo monomando codo a pared dos aguas 250x1/2"
- El peto no incluye los taladros para grifos, para que se adapten a las tomas de agua que haya dejado el fontanero
- Accionamiento de los grifos por codo (no manual)
- La altura de los grifos permite mantener las manos por encima de los codos
- Fácil de limpiar y esterilizar
- Cubeta de gran profundidad para evitar salpicaduras
- Peto trasero incluido de 400 mm. de altura



Características técnicas

Código	061478
L (mm)	1200
A (mm)	500
H (mm)	850
l (mm)	1060
h (mm)	350
a (mm)	420
Peso (Kgr)	13,75

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Cubeta en acero inoxidable.

Accesorios opcionales

- 463202 Grifo monomando codo un agua
- 460808 Grifo electrónico a pared
- 461012 Caño mural giratorio
- 460604 Pedal mezclador de agua fría y caliente
- 064602 Esterilizador automático de manos
- 460236 Dosificador de gel hidroalcohólico a batería





FICHA DE PRODUCTO

PRODUCTO: <i>LAVAMANOS PARA QUIRÓFANO DOS USUARIOS</i>	Código: 061478	Página 2 de 2
	Edición: 1	Fecha: 03/03/20

Cuidados y Mantenimiento

- Emplee únicamente detergentes neutros.
- No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
- Aclare con agua después de cada limpieza.

Defectos	Técnica para eliminarlo
Rasguños, manchas de calentamiento o áreas oxidadas	Pulir la superficie con un abrasivo fino en la dirección de las fibras del acero. Limpiar con jabón neutro y agua y aclarar con abundante agua.
Residuos de adhesivos	Eliminar con disolventes.
Restos de plástico	Eliminar levantando con la uña y tirando de él.
Quemaduras	Eliminar con alcohol o disolvente.

Francisco de Lucas González
 Responsable Dto. Calidad
 Ingeniero superior